



IMBOTTITURA SCAFO

Imbottitura in materiale grappante esterno e materiale a cellula aperta all'interno per garantire traspirabilità, sicurezza e comfort.

MISURE

S - M - L

CODICE D'ORDINE

DBT-RICIMB



CAVO DI TENSIONAMENTO SPIN LOCK

Cavo in acciaio da 0.75 mm da sostituire al sistema Spin Lock.

MISURE

S - M - L

CODICE D'ORDINE

DBT-RICCAVOSL



PAD POLPACCIO AGGIUNTIVO

Spessore aggiuntivo realizzato in EVA 30° shore applicabile, mediante sistema grappante, all'imbottitura per la compensazione volumetrica del polpaccio.

MISURE

S - M - L

CODICE D'ORDINE

DBT-RICPAD



CUNEI DI SCARICO

Set di cunei, composto da un cuneo in altezza 15 mm e uno in altezza 30 mm, realizzati in tecnopolimero e agganciabili alla suola mediante viti apposite. Dotati di gomma antiscivolo alla base. Utilizzabili opzionalmente sul tutore con l'obiettivo di scaricare la zona del tallone.

MISURE

S - M - L

CODICE D'ORDINE

DBT-RICCUNEI



SISTEMA COMPLETO PNEUSPHERE INSOLE SYSTEM

Ricambio completo del sistema pneumatico composto da:

- soletta a microsferi
- copertura
- circuito pneumatico

MISURE

S - M - L

CODICE D'ORDINE

DBT-RICPIS